

## **Dist-Inject Mode d'emploi pour „SPEEDY“ & „FLIP“**

### **„SPEEDY“ & „FLIP“ Seringues automatiques à un seul usage**

Ces seringues contiennent une amorce qui effectue l' injection du produit au moment de l'impact.

Enlever le tube de réduction des modèles 35, 50 & 70.

#### **„flip“**

Cette seringue fonctionne de la même façon que la „Speedy“ et peut être utilisée dans tous les projecteurs avec un canon de 13 mm de diamètre.

**Attention ! La Flip ne possède pas de goupille de sécurité**

#### **La Speedy**

Elle peut être utilisée dans tous les projecteurs avec un canon de 13 mm de diamètre.

Ne tirez pas cette seringue avec des cartouches trop fortes ou avec une pression trop élevée. Car elle peut être cassée au moment de l'impact. En cas de doute, poussez la seringue env. 20 cm dans le canon.

#### **Mode d'emploi**

introduire le produit par la canule à l'aide de la aiguille que se trouve dans chaque boîte.

Le volume restant doit être complété avec de l'eau distillée.

Enlever la goupille de sécurité jusqu'à avant d'introduire la seringue dans le canon

**Attention ! la seringue est prêt à l'usage.**

**Ne pas laisser tomber la seringue car l' amorce peut se déclencher et expulser le médicament.**

Introduire la seringue dans le canon en tournant le sablisateur pour bien positionner les ailes de ce dernier.

